

Il vous viendrait à l'esprit de distribuer des chaussures sans vérifier leur ajustement ?

NON, bien entendu !



Et pour les masques de protection respiratoire alors ?



3M1870+ Aura FFP3 Healthcare



3MSemi-face 6300



Dräger X-plore 6300

Ayez le réflexe FIT-TEST !



TSI-Portacount 8048






Sélection (modèle, taille) et validation d'ajustement (fit-test quantitatif) de protections respiratoires selon divers protocoles

ISO16975-3

INRS

INDG 479HSE,

Protocole court OSHA



Documentation et suivi périodique des ajustements (individuel, collectif)

Soins et hôpitaux
industries,
chantiers,
désamiantage



Test	Préférence	Préférence
1	Respiration normale	2745
2	Respiration profonde	2725
3	État de bouche ouverte	2515
4	État de bouche fermée	2525
5	Respiration normale	2535
6	Respiration normale	2545
7	Respiration normale	2555



Réalisation des tests dans nos locaux de Carouge (Ge), sur votre site, sur chantier, tout est possible.

Vous voulez être indépendant ?



Accompagnement clé en main (matériel, formation) à la mise en œuvre d'une solution de fit-testing en interne

Allez, il est temps de bouger !



contact@toxpro.ch